



## ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶(12%)

产品编号	产品名称	包装
SP0053A	ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶(12%)	10 块
SP0053B	ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶(12%)	50 块

### 产品简介:

闪晶生物的 ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶(ShineGel™ SDS-PAGE Precast Gel)是一种使用安全、便捷、高品质的常规尺寸聚丙烯酰胺预制凝胶。本预制胶具有类似 Laemmli 系统的分离特性,适用于最常用的 Tris-Glycine 电泳液系统,电泳后蛋白条带清晰、细腻、锐利,常用于 SDS-PAGE 和 Western 检测。

闪晶生物的 ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶。梯度胶的浓度包括 4-12%、4-20% 和 8-16%;固定浓度胶包括 6%、8%、10%、12%和 15%。梯度胶中以 4-20%的最为常用。每种预制胶的最佳分离范围请参考下表:

产品编号	预制胶浓度	孔数	最大上样量	电泳/转膜缓冲液体系	最佳分离范围
SP0050A/SP0050B	6%	12	30µl	Tris-Glycine	50-150kD
SP0051A/SP0051B	8%	12	30µl	Tris-Glycine	30-90kD
SP0052A/SP0052B	10%	12	30µl	Tris-Glycine	20-80kD
SP0053A/SP0053B	12%	12	30µl	Tris-Glycine	12-60kD
SP0055A/SP0055B	15%	12	30µl	Tris-Glycine	10-40kD
SP0056A/SP0056B	4-12%	12	30µl	Tris-Glycine	20-180kD
SP0057A/SP0057B	4-20%	12	30µl	Tris-Glycine	10-180kD
SP0058A/SP0058B	8-16%	12	30µl	Tris-Glycine	10-90kD

1. 本预制胶含有 0.5 厘米高度的 4%浓缩胶。丙烯酰胺与甲叉丙烯酰胺的比例为 29:1,凝胶厚度为 1mm,加样孔数为 12 孔,最大上样量为 30µl。胶板尺寸:宽 X 高 X 厚度为 100X92X4.7mm;凝胶尺寸:宽 X 高 X 厚度为 86X70X1mm。
2. SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis)蛋白电泳技术广泛用于蛋白质的分离纯化、检测、鉴定、分子量分析等实验,是生命科学中最基本的实验技术之一。常见的 Western 印迹(Western blot)检测就是基于 SDS-PAGE 的。
3. 与传统的 Tris-Glycine 凝胶不同,闪晶生物的 ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶使用中性 pH 缓冲液制备,不含 SDS,既可用于变性蛋白电泳,也可用于非变性蛋白电泳。电泳时采用推荐的含 SDS 的电泳液,即可获得常规的 SDS-PAGE 的电泳效果。
4. **本产品使用安全、便捷。**本预制胶无需配制,即开即用,去掉梳子即可上样,而传统的 SDS-PAGE 配制凝胶繁琐费时,并且制胶时还会接触有毒和刺激性试剂。
5. **本产品质量稳定。**本预制胶采用一次性成形的塑料胶板,流水线灌注,品质稳定可靠,重复性好,不同批次的产品一致性高。
6. **本产品电泳效果好。**本预制胶的蛋白质分离效果佳,蛋白条带清晰、细腻、锐利,转膜效率高。
7. **本产品电泳槽兼容性好。**本预制胶兼容市场上主流的小型电泳槽,如 Bio-Rad 公司的 Mini-PROTEAN® Tetra Cell 电泳槽、Life 公司的 XCell SureLock® Mini-Cell 电泳槽、以及上海天能和北京六一的 mini 胶电泳槽或其它胶板宽度在 10 厘米的电泳槽。

**本产品保质期长。**本预制胶室温保存一年有效,4℃条件下保存更可长达两年。

### 包装清单:

Add: Floor 2, Building A, 328#, Wuhe Road, Minhang District, Shanghai, 201109, China

Tel: +86-21-54460832

Fax: +86-21-54460831

Web: [www.synthesigene.com](http://www.synthesigene.com)

E-mail: [master@shinegene.org.cn](mailto:master@shinegene.org.cn)



产品编号	产品名称	包装
SP0053A	ShineGel™SDS-PAGE 预制胶(12%)	10 块
SP0053B	ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶(12%)	50 块
—	小螺丝刀	1 个
—	说明书	1 份

### 保存条件:

室温保存, 一年有效。4℃保存, 两年有效。

### 注意事项:

1. 内槽电泳液和转膜液建议新鲜配制, 试剂纯度不够、反复使用或长期放置的缓冲液会降低电泳效果。电泳液推荐使用闪晶生物的 SDS-PAGE 电泳液(SP0014A, SP0014B)。SP0014A 和 SP0014B 中含有 SDS, 适合 SDS-PAGE, 不适合非变性凝胶电泳。

2. 电泳前请务必撕去胶板底端的橙色胶纸, 否则电泳无法正常进行。

本预制胶改进了 Bio-Rad 的小型胶板两侧上端与硅橡胶密封条的凹陷结构, 使其兼容几乎所有厂家的小型胶电泳槽。但这使得本预制胶对于 Bio-Rad 和天能的内槽电泳液存在少量泄露, 此时建议外槽的电泳液加到与内槽持平的位置或稍低, 但不可漫过胶板, 从而防止电泳过程中因内槽液面逐步下降而导致电泳停止。电泳结束后的电泳缓冲液可以作为外槽缓冲液重复使用 1-2 次。或者将凹陷结构的硅橡胶密封条取出后反过来安装, 使其没有凹陷的平滑面朝外, 从而防止漏液。另外, 天能等公司都已经配套无凹陷结构的硅橡胶密封条, 使用这样的硅橡胶密封条就不会出现内外槽之间的漏液现象。

3. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 将 ShineGel™ SDS-PAGE 预制胶从包装袋中取出, **撕去胶板底端橙色胶纸**。

2. 将预制胶固定在电泳槽中, 平稳、缓慢地拔出梳子。

3. 内槽加满电泳液, 外槽的电泳液需要加到与内槽持平的位置或稍低, 但不可漫过胶板。用移液枪吸取电泳液轻轻吹打加样孔, 将加样孔冲洗干净, 去除气泡和残留的储存缓冲液。

注: 推荐使用闪晶生物的 SDS-PAGE 电泳液(SP0014A, SP0014B), 也可使用常规的 Tris-Glycine 电泳缓冲液。

4. 上样: 将 10 微升枪头或专门的上样枪头的尖端垂直方向轻轻插入到上样孔中即能获得非常理想的上样效果, 枪头不能戳破凝胶, 更不能使胶板变形导致样品泄漏。注意: 最佳上样量须通过实验来确定, 样品过量会导致条带拖尾和失真。

5. 将电泳槽盖子盖好, 并将电源线插头插入电泳仪电源插孔(红对红, 黑对黑)。推荐使用先低压 100V 电泳 15 分钟, 然后换高压 150V 电泳约 40-60 分钟, 或者直接 100V 电泳约 80-100 分钟, 直至溴酚蓝条带电泳至凝胶近底部或实验预定的位置。

6. 取出胶板, 用小螺丝刀或小撬板沿两板间的缝隙将两板别开, 掰开两个板, 用梳子边缘将塑料板底端缝隙中的凝胶顶出。

如果用于 Western, 按照常规条件进行转膜即可。通常湿转的电流为 300-400mA, 转膜 30-60 分钟。

### 常见问题:

1. 蛋白电泳示踪染料溴酚蓝扭曲、电泳大幅扭曲、电泳时间大幅度延长:

可能原因是内外电泳槽缓冲液液面没有一样高, 造成内槽缓冲液泄露而导致。建议内槽加满缓冲液, 外槽的电泳缓冲液需要加到与内槽持平的位置或稍低, 但不可漫过胶板, 从而防止在电泳过程中内槽液面逐步下降。



2. 使用自己配制的电泳缓冲液与上样缓冲液电泳后条带较模糊:

本预制胶 pH 为中性, 对电泳缓冲液和上样缓冲液的要求比传统 pH8.8 的分离胶要高, 缓冲液配制不当, 或长期放置变质, 都会对本预制胶的蛋白电泳效果产生影响。推荐直接使用闪晶生物的 SDS-PAGE 电泳液(SP0014A, SP0014B)和 SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5X) (SP0015, SP0015L)。

3. 在上样时不可将枪头过度插入上样孔中, 枪头的过度插入会使胶板变形, 导致样品泄漏。

4. 电压为 150V 电泳时, 每板胶的电流在 30-55mA 之间, 随着时间增加电流会逐步降低。如果电流明显不在这一范围, 需检查电泳液的质量, 及内外槽电泳液液面是否一样平。

5. 湿转时 300-400mA 恒定电流转膜 30-60 分钟, 随着时间增加电压会逐步降低, 例如从约 150-200V 降低到 100-150V 左右。由于本预制胶厚度为 1mm, 须适当控制转膜时间, 以免蛋白转到膜外。可以根据预制胶上残留的预染 marker 及膜上的预染 marker 确定转膜效率, 并对转膜条件进行适当调整。如果出现预制胶和膜上的预染 marker 都很少, 说明蛋白有可能是转到膜外了。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
SP0015	PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	1ml
SP0016	非变性 PAGE 蛋白上样缓冲液(5X)	2ml
SP0021A	Western 转膜液	1L
SP0021B	Western 转膜液	10X1L
ZB146	彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD)	50µl
SP0501S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(6%,10 孔)	10 块
SP0501M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(6%,10 孔)	50 块
SP0502S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(6%,15 孔)	10 块
SP0502M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(6%,15 孔)	50 块
SP0505S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8%,10 孔)	10 块
SP0505M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8%,10 孔)	50 块
SP0506S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8%,15 孔)	10 块
SP0506M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8%,15 孔)	50 块
SP0508S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(10%,10 孔)	10 块
SP0508M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(10%,10 孔)	50 块
SP0509S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(10%,15 孔)	10 块
SP0509M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(10%,15 孔)	50 块
SP0511S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(12%,10 孔)	10 块
SP0511M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(12%,10 孔)	50 块
SP0512S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(12%,15 孔)	10 块
SP0512M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(12%,15 孔)	50 块
SP0515S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(15%,10 孔)	10 块
SP0515M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(15%,10 孔)	50 块



SP0516S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(15%,15 孔)	10 块
SP0516M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(15%,15 孔)	50 块
SP0519S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-15%,10 孔)	10 块
SP0519M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-15%,10 孔)	50 块
SP0520S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-15%,15 孔)	10 块
SP0520M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-15%,15 孔)	50 块
SP0523S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-20%,10 孔)	10 块
SP0523M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-20%,10 孔)	50 块
SP0524S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-20%,15 孔)	10 块
SP0524M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(4-20%,15 孔)	50 块
SP0527S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8-20%, 10 孔)	10 块
SP0527M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8-20%,10 孔)	50 块
SP0528S	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8-20%,15 孔)	10 块
SP0528M	ShineGel™ Plus PAGE 预制胶(8-20%,15 孔)	50 块
SP0552-100ml	ShineGel™ Plus SDS-PAGE Hepes 电泳液(20X)	100ml
SP0552-500ml	ShineGel™ Plus SDS-PAGE Hepes 电泳液(20X)	500ml
SP0556-100ml	ShineGel™ Plus Native-PAGE Hepes 电泳液(20X)	100ml
SP0556-500ml	ShineGel™ Plus Native-PAGE Hepes 电泳液(20X)	500ml



## 上海闪晶分子生物科技有限公司

地址：上海市闵行区北桥镇吴河路 328 号 A 栋 2 楼

邮编：201109

联系：市场部

电话：54460832 800-988-1995

E-mail: master@shinegene.org.cn

网址：www.shinegene.org.cn

