



微卫星分析引物列表 (ISSR Primer List)

801	ATA TAT ATA TAT ATA TT	851	GTG TGT GTG TGT GTG TYG
802	ATA TAT ATA TAT ATA TG	852	TCT CTC TCT CTC TCT CRA
803	ATA TAT ATA TAT ATA TC	853	TCT CTC TCT CTC TCT CRT
804	TAT ATA TAT ATA TAT AA	854	TCT CTC TCT CTC TCT CRG
805	TAT ATA TAT ATA TAT AC	855	ACA CAC ACA CAC ACA CYT
806	TAT ATA TAT ATA TAT AG	856	ACA CAC ACA CAC ACA CYA
807	AGA GAG AGA GAG AGA GT	857	ACA CAC ACA CAC ACA CYG
808	AGA GAG AGA GAG AGA GC	858	TGT GTG TGT GTG TGT GRT
809	AGA GAG AGA GAG AGA GG	859	TGT GTG TGT GTG TGT GRC
810	GAG AGA GAG AGA GAG AT	860	TGT GTG TGT GTG TGT GRA
811	GAG AGA GAG AGA GAG AC	861	ACC ACC ACC ACC ACC ACC
812	GAG AGA GAG AGA GAG AA	862	AGC AGC AGC AGC AGC AGC
813	CTC TCT CTC TCT CTC TT	863	AGT AGT AGT AGT AGT AGT
814	CTC TCT CTC TCT CTC TA	864	ATG ATG ATG ATG ATG ATG
815	CTC TCT CTC TCT CTC TG	865	CCG CCG CCG CCG CCG CCG
816	CAC ACA CAC ACA CAC AT	866	CTC CTC CTC CTC CTC CTC
817	CAC ACA CAC ACA CAC AA	867	GGC GGC GGC GGC GGC GGC
818	CAC ACA CAC ACA CAC AG	868	GAA GAA GAA GAA GAA GAA
819	GTG TGT GTG TGT GTG TA	869	GTT GTT GTT GTT GTT GTT
820	GTG TGT GTG TGT GTG TC	870	TGC TGC TGC TGC TGC TGC
821	GTG TGT GTG TGT GTG TT	871	TAT TAT TAT TAT TAT TAT
822	TCT CTC TCT CTC TCT CA	872	GAT AGA TAG ATA GAT A
823	TCT CTC TCT CTC TCT CC	873	GAC AGA CAG ACA GAC A
824	TCT CTC TCT CTC TCT CG	874	CCC TCC CTC CCT CCC T
825	ACA CAC ACA CAC ACA CT	875	CTA GCT AGC TAG CTA G
826	ACA CAC ACA CAC ACA CC	876	GAT AGA TAG ACA GAC A
827	ACA CAC ACA CAC ACA CG	877	TGC ATG CAT GCA TGC A
828	TGT GTG TGT GTG TGT GA	878	GGA TGG ATG GAT GGA T
829	TGT GTG TGT GTG TGT GC	879	CTT CAC TTC ACT TCA
830	TGT GTG TGT GTG TGT GG	880	GGA GAG GAG AGG AGA
831	ATA TAT ATA TAT ATA TYA	881	GGG TGG GGT GGG GTG
832	ATA TAT ATA TAT ATA TYC	882	VBV ATA TAT ATA TAT AT
833	ATA TAT ATA TAT ATA TYG	883	BVB TAT ATA TAT ATA TA
834	AGA GAG AGA GAG AGA GYT	884	HBH AGA GAG AGA GAG AG
835	AGA GAG AGA GAG AGA GYC	885	BHB GAG AGA GAG AGA GA
836	AGA GAG AGA GAG AGA GYA	886	VDV CTC TCT CTC TCT CT
837	TAT ATA TAT ATA TAT ART	887	DVD TCT CTC TCT CTC TC
838	TAT ATA TAT ATA TAT ARC	888	BDB CAC ACA CAC ACA CA
839	TAT ATA TAT ATA TAT ARG	889	DBD ACA CAC ACA CAC AC

Add: Floor 2, Building A, 328#, Wuhe Road, Minhang District, Shanghai, 201109, China

Tel: +86-21-54460832

Fax: +86-21-54460831

Web: www.synthesisgene.com

E-mail: master@shinegene.org.cn



ShineGene Molecular Biotech, Inc.
上海闪晶分子生物科技有限公司



840	GAG AGA GAG AGA GAG AYT	890	VHV GTG TGT GTG TGT GT
841	GAG AGA GAG AGA GAG AYC	891	HVH TGT GTG TGT GTG TG
842	GAG AGA GAG AGA GAG AYG	892	TAG ATC TGA TAT CTG AAT TCC C
843	CTC TCT CTC TCT CTC TRA	893	NNN NNN NNN NNN NNN
844	CTC TCT CTC TCT CTC TRC	894	TGG TAG CTC TTG ATC ANN NNN
845	CTC TCT CTC TCT CTC TRG	895	AGA GTT GGT AGC TCT TGA TC
846	CAC ACA CAC ACA CAC ART	896	AGG TCG CGG CCG CNN NNN NAT G
847	CAC ACA CAC ACA CAC ARC	897	CCG ACT CGA GNN NNN NAT GTG G
848	CAC ACA CAC ACA CAC ARG	898	GAT CAA GCT TNN NNN NAT GTG G
849	GTG TGT GTG TGT GTG TYA	899	CAT GGT GTT GGT CAT TGT TCC A
850	GTG TGT GTG TGT GTG TYC	900	ACT TCC CCA CAG GTT AAC ACA



上海闪晶分子生物科技有限公司

地址：上海市闵行区北桥镇吴河路 328 号 A 栋 2 楼

邮编：201109

联系：市场部

电话：021-54460832 800-988-1995

E-mail: master@shinegene.org.cn

网址：www.shinegene.org.cn



Add: Floor 2, Building A, 328#, Wuhe Road, Minhang District, Shanghai, 201109, China

Tel: +86-21-54460832

Fax: +86-21-54460831

Web: www.synthesigene.com

E-mail: master@shinegene.org.cn