

请将此表填写完整后，按照如下联系邮箱 e-mail 给我们,闪晶生物测序部



地址：上海市闵行区北桥吴河路 328 号 A 座 2 楼

邮编：201109

电话：021-54460832

Email: seq@shinegene.org.cn

TA 克隆测序技术服务送样表

客户姓名：_____ 送样日期：_____

电子邮箱：_____ 联系电话：_____

客户单位：_____ 发票抬头：_____

销售员姓名 _____ 价 格：_____

客户地址：_____

为了能更及时，准确的为您服务，请您在送样及填写表格的时候特别注意以下几点。如信息不全我们将无法受理。

1. 为了确保服务成功，请送交体积在 50 ul 以上，浓度在 50ng/ul 以上的 PCR 样品并以冰袋运输。很抱歉我们不接受达不到克隆要求的已纯化的 PCR 产物。末端没有加 A 的 PCR 产物如需重新加 A 另外计费。

2. 请随样附上 PCR 产物的电泳照片（电泳时应有标准 DNA ladder 作为参照）；

3. 请务必在下表中填写 PCR 产物的引物信息以帮助我们对克隆进行验证。克隆完成后，若在测序结果中找到任意一条引物序列，均视为克隆成功，我们会将测序结果发给您，并发货；若测序结果中未发现您提供的引物序列，我们会将对您的 PCR 产物直接进行测序验证，若与克隆插入片断相同，我们给您发货，若不相同，则订单取消。

4. 如果没有任何信息备注，我们默认一个样品提供一个克隆(含一个测序反应，如需加测，另行收费)。

5. 订单完成并发货后，平板我们将保存 1 周；菌液保存 2 周；质粒不保留。

您全面，工整，准确的填写表格中信息是我们为您更好服务的第一步；谢谢您的配合！

样品类型：PCR 已纯化（ ） PCR 未纯化（ ）

| 样品名称 | 目的片段长度 (bp) | PCR 引物序列 (5' - 3') | 产物末端是否加 A (√/×) | 需提供几个单克隆 | 每个单克隆需几个反应数 | 备注 (序列是否存在 GC/AT rich、发夹结构、重复序列等特殊情况的) |
|------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

